

• CHNS/O 全自動元素分析装置

PERKIN ELMER Series II CHNS/O Analyzer 2400



部位	型式	諸元
2400アナライザー	PE2400 Series II CHNS/O Analyzer	オートインジェクター ガスコントロール 燃焼炉・還元炉 検出器オープン; 単純ガスに変換されたガスを熱伝導度の関数として定量する。 制御回路・モニター・重量%計算結果の出力
オートサンプラー	アナライザーの上部に常設	秤量されカプセルに封入した標準試料・サンプルをプレートに順次セットして、炉に自動落下させる装置。
CHNモード		通常の炉の設定はこのモードです。炉材は消耗品です。打ち合わせが必要です。
CHNSモード		別途打ち合わせが必要です。
酸素モード		別途打ち合わせが必要です。
電子天秤	AD-6	専用の燃焼溶解するカプセルに標準試料・サンプルを高精度で秤量封入する作業に使用します。精度;0.1 μg
ヘリウム 炉のパーズ・リフレッシュ		
酸素 燃焼		
窒素ガス 弁の切替		